

MODELO 1510

- Control Digital Más Calefactor y Temporizador
- Temporizador Mecánico Más Calefactor
- Temporizador Mecánico
- Tapa incluida
- Dos años de garantía

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Dimensiones totales | 25,4 x 30,4 x 29,2 cm |
| Dimensiones cubeta | 15,2 x 13,9 x 10 cm |
| Peso | 3,2 Kg |
| Frecuencia | 40 kHz |



MODELO 1510

Modelos a 230/240V

| | |
|---|-------------|
| Control Digital + Calefactor y Temporizador | 000-001-510 |
| Temporizador Mecánico + Calefactor | 000-001-511 |
| Temporizador Mecánico | 000-001-512 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Tapa cubeta | 000-019-118 |
| Bandeja | 1000-019-130 |
| Bandeja perforada | 100-410-160 |
| Soporte para vasos (Vaso 1-600 ml) | 000-019-120 |
| 600 ml Vidrio | 000-019-125 |
| Cesta de malla | 000-019-129 |



MODELO 2510

- Control Digital Más Calefactor y Temporizador

- Temporizador mecánico más Calefactor

- Temporizador mecánico

- Tapa incluida

- Dos años de garantía

Dimensiones totales 34,2 x 30,4 x 29,2 cm

Dimensiones cubeta 24 x 13,9 x 10 cm

Peso 4 Kg

Frecuencia 40 kHz



MODELO 2510

Modelos a 230 V.

Control Digital + Calefactor y temporizador 000-002-510

Temporizador mecánico + Calefactor 000-002-511

Temporizador mecánico 000-002-512

Tapa cubeta 000-019-218

Bandeja 000-019-230

Bandeja perforada 100-410-162

Soporte para vasos (Vaso 2-600 ml) 000-019-219

Soporte para vasos (Vaso 2-250 ml) 000-019-220

250 ml Vidrio 000-019-226

600 ml Vidrio 000-019-125

Cesta de malla 000-019-229

MODELO 3510

Control Digital Más Calefactor y temporizador

- Temporizador mecánico Más Calefactor
- Temporizador mecánico
- Tapa incluida
- Dos años de garantía



Dimensiones totales 40,6 x 30,4 x 36,8 cm

Dimensiones cubeta 29,2 x 15,2 x 15,2 cm

Peso 5,4 Kg

Frecuencia 40 kHz

MODELO 3510

Modelos a 230V.

Control Digital + Calefactor y Temporizador 000-003-510

Temporizador mecánico + Calefactor 000-003-511

Temporizador mecánico 000-003-512

Tapa cubeta 000-019-318

Bandeja 000-019-330

Cesta de malla 000-019-329

Soporte para vasos (Vaso 3-250 ml) 000-019-319

Soporte para vasos (Vaso 2-600 ml) 000-019-320

250 ml Vidrio 000-019-226

600 ml Vidrio 000-019-125

MODELO 5510

- Control Digital Más Calefactor y Temporizador
- Temporizador mecánico Más Calefactor
- Temporizador mecánico
- Tapa incluida
- Dos años de garantía



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensiones totales | 40.6 x 39,4 x 36,8 cm |
| Dimensiones cubeta | 29 x 24 x 15 cm |
| Peso | 6,3 Kg |
| Frecuencia | 40 kHz |

MODELO 5510

Modelos a 230V.

| | |
|---|--------------|
| Control Digital + Calefactor + Temporizado | 000-005-510 |
| Temporizador mecánico + Calefactor | 000-005-511 |
| Temporizador mecánico | 000-005-512 |
| Tapa cubeta | 000-019-518 |
| Bandeja | 000-019-530 |
| Cesto de malla | 000-019-529 |
| Soporte para vasos (Vaso 4-600 ml) | C000-019-520 |
| 600 ml Vidrio | 000-019-125 |

MODELO 8510

- Control Digital Más Calefactor y Temporizador
- Temporizador mecánico Más Calefactor
- Temporizador mecánico
- Tapa incluida
- Dos años de garantía



| | |
|---|------------------------|
| Dimensiones totales | 60,9 x 45,7 x 36,8 cm |
| Dimensiones cubeta | 49,5 x 29,2 x 15,2 cm |
| Peso | 11,8 Kg |
| Frecuencia | 40 kHz |
| Unidades suministradas con tapa | Modelos a 230V. |
| Control Digital + Calefactor y temporizador | 000-008-510 |
| Temporizador mecánico + Calefactor | 000-008-511 |
| Temporizador mecánico | 000-008-512 |
| Tapa cubeta | 000-019-821 |
| Bandeja | 000-019-830 |
| Cesto de malla | 000-019-829 |
| Soporte para vasos(6-600 ml Beaker) | 000-019-824 |
| 600 ml Vidrio | 000-019-125 |